

Het vullen van een wild zwijn



Geschoten wilde zwijnen dienen ter keuring te worden getoond aan de coördinator of diens vervanger in het kader van een onderzoek in samenwerking met de inspectie Volksgezondheid.

Hierbij dienen de navolgende organen voor een visuele keuring aanwezig te zijn; longen, lever, nieren, milt.

Tevens wordt er een bloedmonster genomen. Het bloedmonster gaat voor onderzoek naar de GD in Deventer.

Het wordt onderzocht op varkenspest, Aujesky, blaasjesziekte en MKZ



4. Maak de buiklappen en ribstukken vrij en snij de huid in de vetlaag los.



5. Maak de spongewrichten vrij en maak de huid boven de gewrichten rondom los.



6. Snijd de staart tegen het lijf tussen de wervels af.



7. Maak de huid los van de rug. Span de huid en snij van rib naar rib.



1. Het vullen van een wild zwijn. Trek het vetweefsel van de binnenkant van de ribben. Vet en spek worden gesmolten.



8. Snij de voetbotten af. Snij rondom de pesen en de spieren aan het spongewicht door.



2. Maak de huid aan de onderkant van de voorpoten los. Snij van hieruit naar het borstbeen



9. Snij het spongewicht door. Draai het middelvoetsbeen uit het gewricht.



3. Trek de huid van de bouten en snij het bindweefsel los.



10. Stroop de huid over de nek en kop. Trek de huid tot over de neus en snij hem rondom af.



11. Klief het zwijn vanaf de binnenkant in tweeën en hak de ruggengraat met een bijl door.